

Kelador®

Crema en monodosis estéril

Lactoferrina Liposomada
5 x 5 ml

Producto
Sanitario
patentado



Descripción

Las discromías causadas por equimosis y hematomas postoperatorios se caracterizan por una elevada presencia de hierro que, al acumularse en la dermis, desencadena procesos inflamatorios. En las primeras etapas de la insuficiencia venosa crónica, la quelación del hierro acumulado previene los estadios posteriores de la enfermedad. La lactoferrina, un eficaz quelante natural del hierro, potenciada mediante su inclusión en liposomas, favorece la cicatrización y la reducción de la discromía.

Indicaciones

Tratamiento tópico de todas las alteraciones trófico-discrómicas del tejido dermo-epidérmico. Equimosis y hematomas postoperatorios (post-blefaroplastia, etc.), discromías hemosiderínicas post-escleroterapia, prevención de las discromías hemosiderínicas de úlceras venosas hierro-dependientes, úlceras varicosas, úlceras de decúbito, fisuras, quemaduras, cicatrización de heridas, tratamiento post-láser (depilación láser, láser ablativo y no ablativo).

Composición

Polietilenglicol 400, polietilenglicol 1500, polietilenglicol 4000, lactoferrina liposomada, sorbitol, glicerina, alantoína, tocoferol.

Modo de empleo

Cada vez que se aplica Kelador® es necesario limpiar la zona afectada con suero fisiológico. La cantidad y el número de aplicaciones varían en función de las características clínicas de las lesiones y del tiempo de absorción de la crema.

Se recomienda aplicar al menos dos veces al día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto.

Advertencias y precauciones

El uso simultáneo de cremas y/o similares en la misma parte anatómica en la que se aplica el producto puede afectar a su eficacia y seguridad. Después de su uso, no tirar el producto en el medio ambiente. Conservar el producto en su envase original, a temperatura inferior a 25°C, en un lugar seco, alejado de la luz y de fuentes de calor. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. No utilizar el producto si el envase está dañado. Sólo para uso externo. No ingerir. En caso de ingestión accidental, consultar a un médico. No utilizar después de la fecha de caducidad.

Distribuido por: **BRILL PHARMA, S.L.** C/ Munner, 8 - 08022 Barcelona (España)

Fabricante: **TDC Technology Dedicated to Care S.r.l.** Via Copernico, 38 - 20125 Milano (Italia)

CE 0373

REF ES00587TDCM1

REF ES00587TDCM2c

actualizado el 07/04/2025

STERILE R

